




DE ITERACARE CLASSIC



Origineel iTeraCare Classic-
apparaat

Hete lucht blazer!

Het meest gebruiksvriendelijke
frequentieapparaat op de markt...
Gewoon richten en blazen!

iTeraCare-Classic

De iTeraCare Classic is het basis model. Voor een goede prijs ontvangt u een top apparaat waarmee u in uw lichaam de weldaad kan ervaren van warmte en de Terahertz frequenties .

De iTeraCare Classic heeft drie standen zodat u de warmte naar behoefte kan doseren. U kan uw drinkwater gedurende 1 minuut behandelen waardoor optimale opname in de cellen gegarandeerd is.

Het toestel heeft een ingebouwde thermische beveiliging tegen oververhitting.

*Er zijn geen programma's
waaruit je moet kiezen, geen
apps die je moet downloaden
en geen software om mee te
werken. Gewoon een
eenvoudig apparaat dat u
aansluit, aanzet en richt op
het deel van het lichaam
waaraan u wilt werken.*

Dat is alles!

*U kunt het apparaat zelfs
gebruiken om uw water op te
laden en te genieten van de
extra voordelen van
gestructureerd water voor
een betere hydratatie.*

*Uw cellen zullen er dol op
zijn !*

[Wat is terahertz?](#)

[Voordelen van
terahertz frequenties](#)

[Garantie](#)

www.terahertz4u.eu
info@terahertz4u.eu



Wat is Terahertz

Terahertz is een elektromagnetische golfband tussen microgolf- en infraroodgolven die bestaat uit een frequentie van 3000 um tot 30 um. Het apparaat resoneert met dezelfde frequentie als normale menselijke cellen, namelijk 2 THz tot 17 THz en genereert miljoenen trillingen per seconde.

Het is een combinatie van Chinese en westerse cytologietechnologie. Een van de tien meest geavanceerde technologie om de wereld te veranderen op het gebied van gezondheid, wetenschap, leger, landbouw en communicatie.

Dit apparaat is ontworpen voor thuisgebruik. U kunt het tussen de 45 minuten en 1 uur continu gebruiken. Er is een automatische uitschakel beveiliging als het te warm wordt. Laat het apparaat afkoelen en start het apparaat opnieuw op. Zorg er altijd voor dat het apparaat schoon wordt gehouden en laat het niet vallen omdat er een kristalglas in is ingebouwd. Bij een val kan het kristalglas breken en wordt het apparaat onbruikbaar. De garantie dekt niet als het kristalglas is gebroken.

Terahertz technologie behoort tot de top tien van meest geavanceerde technologieën die de wereld zal veranderen.

iTeraCare-apparaat : 3 technologieën in 1

- Terahertz Technologie
- Quantum Technologie
- Optische kristal Technologie

Voordelen van Terahertz frequenties

VOORDELEN VAN HET GEBRUIK VAN HET ITERACARE-APPARAAT

- Elimineert ongezonde cellen
- Activeert slapende cellen
- Herstel beschadigde cellen
- Herkent en vernietigt abnormale cellen
- Verhoogt het zelfgenezend vermogen tot op DNA-niveau
- Zuivert meridiaan- en lymfepunten
- Terahertz verbetert de microcirculatie van het bloed
- Reguleert endocriene klieren en beschermt onze organen
- Verwijdert lichaamsvochtigheid (waterretentie)
- Verwijdert koude weefsels en vochtigheid;
- Reinigt bloedonzuiverheden
- Detox lymfatische circulatie snel
- Versterkt de werking van organen
- Vertraging van het begin van verouderingssymptomen (anti-aging)
- Stimuleert snel een betere microcirculatie
- Herstelt de zuur base balans
- Verbetert het metabolisme en ontdoet van overtollig gewicht



Garantie

De iTeraCare-apparaten worden geleverd met een garantie van één jaar
Artikels kunnen niet worden geretourneerd, gerestitueerd of worden geruild
Uw apparaat wordt vervangen als het defect of defect is onder de garantie

Uw garantie registreren

Zodra u uw iTeraCare-apparaat hebt ontvangen, logt u in op uw account/backoffice,
gaat u naar de pagina Navigeren en klikt u op Apparaatgarantie, voert u vervolgens
uw serienummer in dat zich op het apparaat bevindt.